

Todo el instrumental necesario en esta operativa se instala en la estación de trabajo del asistente. Sobre una bandeja de cuatro colgadores se instalan la jeringa de agua y aire, instrumental rotatorio y las mangueras de aspiración.

Se incluye también en esta versión, una bandeja porta instrumentos montada sobre un brazo doblemente articulado que permite un amplio rango de movimientos. La unidad cuenta con una botonera de pie multifunción que permite controlar la velocidad de los instrumentos, así como los movimientos individualizados del sillón.



SDGo!

Solution E

VERSIÓN SDGO ESENCIAL

BANDEJA SIN ENCLAVAMIENTOS:

- Jeringa 3F.
- Manguera neumática.
- Manguera neumática con luz.
- Limpiador Satelec 1 punta..
- Botonera capacitiva y giro rotacional.
- PEDAL REDONDO.

SDGo!

Solution S

VERSIÓN SDGO SUPERIOR

BANDEJA CON ENCLAVAMIENTOS:

- Jeringa 3F.
- Manguera con luz.
- Manguera con micromotor eléctrico con luz de inducción NSK (sin pantalla).
- Limpiador NSK sin luz.
- Botonera capacitiva y giro rotacional.
- PEDAL MULTIFUNCIÓN (control rpm y control sillón).

TAPICERÍAS

Disponibles en viscolástico.



Schmidt

Dental Solutions

www.schmidtdentalsolutions.com
 900 21 31 41 Península y Baleares
 900 21 31 31 Canarias
 info@schmidtdentalsolutions.com



Fedesa

4 VERSIONES: ESENCIAL, SUPERIOR, LUX Y ORTODONCIA



Schmidt

Dental Solutions

Península y Baleares 900 21 31 41
 Canarias 900 21 31 31

info@schmidtdentalsolutions.com
 www.schmidtdentalsolutions.com



FABRICADO POR



Fedesa

ELEMENTOS COMUNES

Diseñados para adaptarse a sus necesidades permiten la incorporación de diferentes opciones como lámpara de polimerización, cámara intraoral, aspiración seca, dispositivos de descontaminación o sistemas automáticos de limpieza.



GRUPO HÍDRICO

Taza resistente, extraíble, fácil de limpiar y con giro de 180°.

Bandeja de asistente con cuatro alojamientos, dotada de serie con dos cánulas de aspiración, una fina y otra gruesa, movimientos articulados y sistemas de seguridad. Dos electroválvulas de agua para control de taza y de vaso. Reguladores generales de agua y aire con manómetros. Preparado para aspiración seca o húmeda.



LÁMPARA MAIA LED

Equipada con electrónica de regulación progresiva de la intensidad luminosa. Encendido y apagado con interruptor manual en la cabeza. Regulación electrónica de luminosidad con microprocesador de máxima/mínima intensidad. 2 Leds, campo 170 x 85 mm. 3.000 - 35.000 lux progresivo.



PANEL DE MANDOS CAPACITIVO



SILLÓN

- Electromecánico.
- 3 memorias.
- Spit y last position.
- Retorno cero.
- Un apoyabrazos.

REPOSAPIÉS de poliuretano*

Fácil de limpiar. Garantiza una mayor durabilidad de la tapicería.

*Excepto versión E.



CABEZAL MULTIFUNCIÓN

Doble articulación y regulable en altura. Más ancho y envolvente.



PEDAL MULTIFUNCIÓN JOYSTICK*

Nuevo diseño. Control de r.p.m. y del sillón.

*Excepto versión E.



TABURETE PONY O ASTRAL

Disponibles en variedades con y sin respaldo. Diseño ergonómico y resistente. Combinación de colores igual que la utilizada en los equipos. Sin costuras, resistente a la abrasión y lavable.

Ajustable en altura y balanceo del asiento.

Respaldo con soporte lumbar y giro de 360°. Ajustable en altura y reclinable.

Base cromada de cinco ruedas y rotación de 360°.



BANDEJA PORTAINSTRUMENTOS

Nuevo diseño. Doble brazo articulación, con giro rotacional. Enclavamiento hasta 5 instrumentos. Más ligera.

SDGo!

Solution L

VERSIÓN SDGO LUX

BANDEJA CON ENCLAVAMIENTOS:

- Jeringa 3F.
- Manguera con luz.
- Manguera con micromotor eléctrico con luz de inducción NSK con función ENDO integrado en pantalla.
- Limpiador con luz NSK integrado en pantalla.
- Botonera capacitiva y giro rotacional.
- PEDAL MULTIFUNCIÓN (control rpm y control sillón).



BANDEJA INSTRUMENTOS

Montada sobre brazo compensado por pistón de gas.

Disponible en dos versiones: Colgante y Colibrí.

Con sistema de enclavamiento en versión Colibrí.

Configuración base:

Jeringa tres funciones.

2 mangueras con luz.

Manguera con micromotor eléctrico, luz LED e inducción NSK con pantalla y función ENDO, integrado en botonera de mando.

Manguera con limpiador ultrasonidos con luz LED NSK integrado en botonera de mando. Tres funciones.

BANDEJA PORTA-INSTRUMENTOS ARTICULADA.

DIMENSIONES Y GIROS DE LA UNIDAD DENTAL

