

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



Intego Pro

Rendimiento en el que puede confiar

dentsplysirona.com





Su socio de confianza

Intego Pro es la mejor unidad de tratamiento en su categoría. Se basa en la capacidad de innovación y el diseño premiado de nuestras unidades de tratamiento actuales. Como socio de confianza para una clínica eficiente, Intego Pro tiene todas las características necesarias para ofrecer un apoyo óptimo: un diseño ergonómico para una dinámica de trabajo mejorada, unos estándares de calidad elevados tanto desde el punto de vista del procesamiento como del diseño, y una excelente relación calidad-precio. Por todo ello, Intego Pro representa nuestra categoría de rendimiento.

Excelente relación calidad-precio

Alto rendimiento y funciones innovadoras al mejor precio, opciones personalizadas para una máxima rentabilidad.

Diseño ergonómico

Diseñado para un manejo intuitivo y un flujo de trabajo optimizado e integrado.

Calidad «Made in Germany»

Procesos de control de calidad definidos, materiales duraderos, diseño resistente y a prueba de futuro.

Intego Pro TS (diseño de mangueras colgantes)

- Posicionamiento ergonómico del elemento odontológico, gracias a un sistema de brazo soporte con un amplio rango de movimiento
- Sistema de bandeja funcional con bandeja extraíble y posicionamiento flexible
- Concepto de prevención de infecciones integrado y completo para unos resultados óptimos



Excelente relación calidad-precio en la que puede confiar

Su trabajo cotidiano es complejo y exige una unidad de tratamiento que cumpla numerosos requisitos individuales. Intego Pro pone a su disposición la solución perfecta: puede elegir entre dos conceptos de unidad de tratamiento, ambos con una configuración flexible. Tanto si opta por el diseño con brazo colibrí como por el diseño con mangueras colgantes, obtendrá el máximo rendimiento a un precio justo.

Las ventajas de un vistazo

- Concepto de prevención de infecciones integrado y completo para unos resultados óptimos.
- Pantalla táctil EasyTouch y concepto de mando de pedal integrado para un manejo cómodo e intuitivo.
- Elemento auxiliar flexible, adecuado para el tratamiento realizado por una o dos personas.
- Numerosas opciones de equipamiento con la máxima rentabilidad.
- Posibilidad de elegir entre la variante TS con mangueras colgantes y la CS con brazo colibrí.

CS : El diseño con brazo colibrí



El **diseño con brazo colibrí** es ideal para la mayoría de situaciones de tratamiento de odontología con trabajo a dos o cuatro manos. El elemento odontológico se puede girar hasta 240° para un posicionamiento óptimo. La distancia máxima entre el elemento odontológico y los instrumentos es de 90 cm.

Un mundo elegante

Combinaciones clásicas y atemporales para un aspecto excepcional de alta gama.



Un mundo natural

Tonos suaves y cálidos para crear un ambiente de tratamiento relajante.



Un mundo vital

Colores vivos y tonos brillantes para un ambiente moderno y animado.



* Colores disponibles para el tapizado Lounge.

Diseño ergonómico en el que puede confiar

La unidad de tratamiento es la esencia de su consulta. Con Intego Pro hemos logrado combinar a la perfección la estética y la funcionalidad, para que usted pueda trabajar cómodamente y en las mejores condiciones. Además de su diseño armonioso, de la perfecta integración de sus componentes y de la amplia gama de colores disponibles, las unidades de tratamiento Intego Pro cumplen los criterios más rigurosos de nuestro concepto de ergonomía. Intego Pro se adapta así al estilo de su consulta y a su propio gusto.

Opciones de acolchado



Acolchado Premium

Este acolchado de alta calidad y sin costuras garantiza la máxima comodidad, incluso durante tratamientos de larga duración.



Acolchado Lounge

Su superficie está confeccionada con un material mullido y agradable y un acolchado cómodo para una relajación máxima. Superficie contorneada para un posicionamiento perfecto.

Diseño galardonado

Muchos de los productos Dentsply Sirona han recibido prestigiosos premios de diseño, entre ellos, el premio Red Dot Design Award, el iF Product Design Award Gold, el iF Communication Design Award, y el Good Design Award.



Resultados perfectos

Cada tratamiento supone un proceso complejo. El diseño ergonómico de nuestros productos permiten un acceso óptimo al paciente y un proceso de tratamiento sin complicaciones y de gran comodidad para este. Intego Pro combina todas las dimensiones de la ergonomía para facilitar al odontólogo la realización del tratamiento. Conseguirá resultados perfectos, incluso tras largas jornadas, gracias a su experiencia y con el apoyo de nuestra unidad de tratamiento.



1 Asiento intuitivo

- **Más libertad de movimiento**

Respaldo fino para una perfecta libertad de movimiento de piernas y un posicionamiento flexible del mando de pedal

- **Posicionamiento óptimo de los instrumentos**

Coordinación perfecta entre el elemento odontológico y el auxiliar, posicionamiento flexible de la bandeja adicional en las variantes de brazo colibrí y de mangueras colgantes.

- **Taburetes cómodos**

Hugo, Carl, Paul

2 Posicionamiento cómodo

- **Ajuste perfecto de la unidad de tratamiento**

Ajuste flexible de la altura, escupidera giratoria

- **Mayor comodidad para el paciente**

Sistema progresivo de elevación del sillón, reposabrazos, reposapiés Vario, acolchado "Confort", ErgoMotion

3 Visibilidad óptima

- **Perfecta iluminación de la zona de tratamiento**

LEDview Plus o LEDlight y luz LED para instrumentos

- **Apoyacabezas flexibles, planos o con doble articulación**

- **Imágenes intraorales perfectas**

Sirocam F, AF o AF+ con pantalla HD de 22" en la unidad de tratamiento



4

Flujo de trabajo integrado

- **Manejo intuitivo**
Interfaz de usuario EasyPad o pantalla táctil EasyTouch
- **Funciones integradas del tablero de instrumentos**
Control del par de giro integrado para tratamientos de endodoncia, ApexLocator en EasyTouch
- **Equipamiento moderno**
Instrumentos innovadores, sistema avanzado de comunicación con el paciente Sivision, interfaz USB, de tarjetas SD y Ethernet

Resultados perfectos

- Clínicamente perfecto
- Estéticamente perfecto
- Perfecto para el éxito de su consulta

- 1 Sprayvit E**
Visibilidad óptima gracias a la luz LED integrada.
- 2 Motor BL ISO E**
Motor sin escobillas esterilizable con control de velocidad y par durante el tratamiento. Especialmente ligero, compacto y con una amplia gama de velocidades.
- 3 Scaler SiroSonic L**
La pieza de mano y las puntas se pueden esterilizar. Oscilación controlada y en línea recta con control electrónico de potencia y agua.
- 4 SiroCam F o AF o AF+**
Imágenes intraorales detalladas con la cámara de fácil manejo SiroCam F o AF/AF+ con enfoque automático.



Sistemas de archivos recíproco

Intego ambidiestros integra un sistema de archivos recíproco de Dentsply Maillefer y VDW, permitiendo un uso rápido y fácil del sistema de archivos más común.

WaveOne®

WaveOne® Gold
Reciprocating Files

Reciproc®
One file endo

Manejo intuitivo


Los tratamientos complejos requieren la máxima concentración. Por esta razón, Intego Pro presenta un programa intuitivo con dos modernas interfaces de usuario de uso intuitivo e instrumentos innovadores para un tratamiento sin estrés. De esta forma podrá concentrarse en lo que realmente importa: en su paciente y en un resultado perfecto del tratamiento.

Interfaces modernas e intuitivas



EasyPad


Interfaz de usuario intuitiva y clara, un componente estándar en Intego Pro.



EasyTouch


Esta interfaz de usuario se puede integrar de forma opcional. Mayor comodidad de manejo gracias a la clara tecnología de pantalla táctil y a opciones de manejo y visualización adicionales.

Posibilidades de integración para los tratamientos de endodencia



ApexLocator

Es posible integrar un ApexLocator (localizador apical) en el EasyTouch para controlar en todo momento la profundidad de trabajo durante el tratamiento de endodencia y reducir la exposición a los rayos x.



Control de par integrado

Permite regular la velocidad y el par, el motor se detiene de forma automática al alcanzar el par de torsión máximo configurado. Esto proporciona seguridad y un flujo de trabajo perfecto durante el tratamiento de endodencia.

Increíble comodidad para el paciente

Sus pacientes también apreciarán este confort: El sillón dental Intego Pro cuenta con un diseño ergonómico que, junto con el apoyacabezas, resulta especialmente cómodo para el paciente. La altura del sillón se puede bajar lo suficiente para adaptarse incluso a los clientes de estatura más baja, de modo que puedan sentarse y levantarse con facilidad. No cabe duda de que los pacientes que están cómodos se sienten más seguros y permanecen fieles a su clínica.



Apoyacabezas de doble articulación

Se ajusta rápidamente a las distintas situaciones de tratamiento así como a las distintas estaturas de los pacientes.

Acolchado Premium/Lounge

Este acolchado de alta calidad garantiza la máxima comodidad, incluso durante tratamientos de larga duración.

NOVEDAD: ErgoMotion

La inclinación del respaldo se adapta al movimiento de la columna vertebral del paciente para evitar los efectos de estiramiento y compresión.

Reposabrazos

Sus pacientes pueden descansar los brazos cómodamente.



NOVEDAD: el concepto ErgoMotion exclusivo de Dentsply Sirona para la familia Intego

Sus ventajas:

- Mejor posicionamiento para el tratamiento maxilar y mandibular
- Menor sobrecarga para la cabeza del paciente
- Sin sobrecarga ni compresión en la columna vertebral del paciente
- Sin necesidad de reajustes en el reposacabezas

Sistema de elevación

El extraordinario sistema de elevación coloca suavemente al paciente en la posición correcta.

Reposapiés Vario

El reposapiés Vario, que forma parte del acolchado Premium, se puede extender fácilmente para lograr un posicionamiento ergonómico, incluso en el caso de pacientes de gran estatura.

Seguridad en la que puede confiar

Todos los odontólogos del mundo comparten las máximas exigencias en cuanto a la seguridad de sus pacientes y del personal de su clínica. El concepto de prevención de infecciones Intego Pro está diseñado para que usted pueda cumplir rápida y fácilmente todas las normas de control de infecciones. El diseño del elemento auxiliar y de la unidad de agua aumenta la simplicidad y la eficacia de los procesos de prevención de infecciones. Todo esto garantiza un control perfecto .

Escupidera

Extraíble, giratoria, de vidrio de alta calidad.



Función de purga y autopurga

Las mangueras de los instrumentos se pueden enjuagar brevemente o bien someterse a una limpieza intensiva a través de los adaptadores de limpieza.

Sistemas de aspiración

Compatibles con todos los sistemas convencionales de aspiración húmeda o en seco, incluido el separador de amalgama.

Intego Pro

La unidad de agua y el elemento auxiliar Confort están equipados con un concepto de prevención de infecciones completo.




Sistema de desinfección integrado

Desinfección permanente de todos los conductos de agua con Dentosept P. Función de saneamiento automático para una esterilización intensiva periódica. También se puede emplear como suministro independiente de agua.



Adaptadores de limpieza integrados

Para el enjuague automático de las mangueras de los instrumentos (autopurga) y para el saneamiento de los conductos de agua.



Limpieza química de los tubos flexibles de aspiración

Depósito de detergente para el enjuague químico de los conductos de aspiración. La concentración de detergente se puede ajustar de forma individual.

Flexible de cara al futuro

En una buena consulta, la configuración individual supone un importante factor de comodidad. Por esta razón, el equipamiento de Intego Pro se puede configurar de la forma que mejor se adapte a su labor durante el proceso de tratamiento. Sin embargo, nuestro concepto de flexibilidad va más allá, ya que es posible configurar Intego Pro con opciones técnicas e interfaces para estar preparado para aplicaciones futuras.

Numerosos modelos

Selección entre dos apoyacabezas

El apoyacabezas plano se puede ajustar de forma rápida y flexible. También puede elegir de manera opcional un apoyacabezas de doble articulación para un posicionamiento más sencillo y una visibilidad óptima, incluso en zonas con visibilidad reducida.



Apoyacabezas plano



Apoyacabezas de doble articulación

Dos lámparas de tratamiento: iluminación óptima siempre

Las dos opciones de lámparas LED ofrecen la mejor iluminación sobre la zona del tratamiento. Nuestra lámpara de tratamiento premium LEDview Plus ofrece una luz natural perfecta, gracias a sus LED multicolor y a sus sofisticadas características técnicas.



LEDlight



LEDview Plus

Elemento auxiliar: Confort o Compact

Ambos elementos auxiliares presentan un diseño compacto y garantizan una máxima libertad de movimiento. La variante Confort ofrece un trabajo cómodo, incluso sin la intervención de un ayudante.



Elemento auxiliar Confort



Elemento auxiliar Compact

Equipamiento ultramoderno

Las cámaras SiroCam F/AF/AF+ con enfoque automático combinan una calidad de imagen superior con un manejo sencillo.



	SiroCam F	SiroCam AF	SiroCam AF+
Enfoque	Enfoque fijo	Enfoque automático	Enfoque automático
Formato de imagen 16:10	✓	✓	✓
Píxeles (utilizables)	0,42 megapíxeles	0,65 megapíxeles	1,00 megapíxeles
Espacio de trabajo	✓ 5-20 mm	✓ 2-130 mm	✓ 2-130 mm
Resolución de imagen en directo	824 x 514	824 x 514	824 x 514
Resolución de imagen fija	824 x 514	1024 x 640	1276 x 796

Diseño "a prueba de futuro"

Interfaces: flexible de cara al futuro

La interfaz de red en el sillón dental y la conexión USB en el elemento odontológico o auxiliar le permiten integrar nuevas funciones y conectar su consulta a la red. Incluso el análisis de fallos por parte del servicio técnico se simplifica notablemente.

Pantalla Sivision 22" AC

Con esta pantalla HD, puede explicar a sus pacientes directamente en la unidad de tratamiento imágenes de la cámara intraoral y radiológicas, vistas del software y de la planificación, vídeos y presentaciones en PowerPoint.



Interfaz USB integrada



Pantalla Sivision 22" AC

Calidad en la que puede confiar

Nuestro objetivo no es solamente satisfacer a nuestros clientes, sino impresionarlos. Por este motivo, la calidad, el rendimiento y el servicio constituyen nuestro principal foco de atención. Las unidades de tratamiento de Dentsply Sirona combinan una alta calidad con auténticas innovaciones que mejoran de forma perceptible la comodidad del tratamiento y el flujo de trabajo.

Fiabilidad y durabilidad



Las pruebas de calidad complejas y precisas, junto con la solidez de los materiales, convierten a Intego Pro en una unidad de tratamiento de confianza con una vida útil superior a la media.

Alta calidad



En Intego Pro, nuestro gusto por el detalle se aprecia de forma inmediata. Los materiales empleados – plásticos resistentes y moldeables, componentes de acero y de aluminio sólidos, vidrios y materiales de acolchado de alta calidad – cumplen los elevados requisitos de calidad propios de un producto de clase superior.

Altos estándares



Dentsply Sirona, líder en tecnología con una tradición de innovación de más de 130 años. Nuestros ingenieros y científicos del departamento de investigación y desarrollo no solo prestan atención a la innovación, sino también a la calidad.



Diseño "a prueba de futuro"

En el centro de innovación de Dentsply Sirona, se anticipan tendencias de futuro y se preparan productos para afrontar los futuros retos tecnológicos.



Configuración individual

Usted puede configurar la unidad de tratamiento Intego Pro para que se ajuste perfectamente a sus necesidades y a la relación precio-prestaciones que desee.

Intego Pro

Unidad básica

Sillón dental

- Acolchado Premium
- Mando de pedal neumático de instrumentos
- Apoyacabezas plano
- Mando de pedal en cruz

Elemento odontológico

- 5 posiciones de instrumentos
- Panel de mando EasyPad
- Alimentación para 2 accionamientos
- Fuente de luz en los instrumentos
- Electrónica de alimentación hasta para 2 motores y scaler

Elemento auxiliar

- Versión Confort, en brazo soporte con amplio radio de giro
- 4 posiciones de pieza de mano
- Extractor de saliva y dispositivo de aspiración
- Fuente de luz para Sprayvit E

Unidad de agua

- Diseño Confort
- Preparado para la integración de un sistema de desinfección automático
- Adaptadores de limpieza integrados
- Escupidera con función de giro manual
- Aspiración húmeda con válvula multiestación
- Limpieza de mangueras de aspiración con agua integrada
- Calentador de agua

Versión

Versión TS con mangueras colgantes



- La altura del elemento odontológico se puede regular y fijar gracias al freno neumático
- Diseño ergonómico mediante un elemento odontológico de posicionamiento flexible, con portabandejas móvil
- Amplia superficie para instrumentos en el elemento odontológico y en el portabandejas

Versión CS con brazo colibrí



- Ideal para la mayor parte de situaciones de tratamiento de odontología, sean a dos o a cuatro manos
- Alcance optimizado de las mangueras de los instrumentos: hasta 90 cm
- La altura del elemento odontológico se puede regular y fijar gracias al freno neumático

Paquetes de usuario



Start Pro

- Mando de pedal electrónico C+
- Sprayvit E en el elemento odontológico
- 1 manguera de turbina
- 1 micromotor BL ISO E
- LEDlight*



Advance Pro

- Mando de pedal electrónico C+
- Sprayvit E en el elemento odontológico
- 1 manguera de turbina
- 1 micromotor BL ISO E
- Scaler Sirosonic L
- Interfaz de usuario EasyTouch
- LEDview Plus



Innovation Pro

- Mando de pedal electrónico C+
- Sprayvit E en el elemento odontológico
- Tercer accionamiento
- 1 manguera de turbina
- 2 micromotores BL ISO E
- Scaler Sirosonic L
- Interfaz de usuario EasyTouch
- Sprayvit E en el elemento auxiliar
- LEDview Plus



Endo Pro**

- Control de par integrado
- ApexLocator
- Endo 6:1 pieza de contra-ángulo
- e-Control

* LEDview Plus con recargo

** Solo con interfaz de usuario EasyTouch.

Paquetes de opciones



Sivision Preparado

- Interfaz USB en el elemento odontológico o auxiliar
- Interfaz de red



Sivision Inicio

con/sin pantalla

- Interfaz USB en el elemento odontológico o auxiliar
- Interfaz de red
- SiroCam F (SiroCam AF o AF+ con recargo)
- Montaje de la pantalla en la barra de la lámpara
- Opcional: Pantalla 22" AC

Sus opciones individuales

Aquí puede consultar la lista completa de opciones individuales y comprobar qué equipamiento se incluye en las unidades básicas.

Sillón dental	
2 posiciones de tratamiento, posición S y O	■
Caja de conexiones integrada	■
Sistema de elevación del sillón 185 kg	■
Apoyacabezas plano	■
Apoyacabezas de doble articulación	□
Acolchado Premium	■
Acolchado Lounge	□
ErgoMotion	□
Mando de pedal en cruz	■
Cojín elevador para pacientes de baja estatura	□
Reposabrazos derecho	□
Reposabrazos izquierdo	□
Juego de válvulas para dispositivos externos	□
Juego de reducción de presión de vacío	□
Juego de montaje de cubierta	□
Caja de conexiones externa	□
Placa de ajuste	□

Elemento odontológico	
Brazo soporte de altura regulable con freno neumático	■
5 posiciones de instrumentos	■
Soporte adicional para la cámara en el elemento odontológico TS	□
Alimentación hidroneumática para 2 accionamientos sin fibra óptica	■
Mando de pedal neumático de instrumentos	■
Mando de pedal electrónico C+	□ S, A, I
Interfaz de usuario EasyPad con 2 configuraciones específicas de usuario	■
Interfaz de usuario EasyTouch con 4 configuraciones específicas de usuario	□ A, I
Sprayvit E con luz	□ S, A, I
Sprayvit E con luz (botón del agua a la izquierda)	□ S, A, I
Manguera de turbina con luz	□ S, A, I
Primer motor BL ISO E con manguera	□ S, A, I
Segundo motor BL ISO E con manguera	□ I
Scaler SiroSonic L	□ A, I
Tercer accionamiento	□ I
Lámpara de polimerización Satelec Mini LED	□
Juego de fuente luminosa intraoral para turbina y Sprayvit E	■
Control de par para tratamientos de endodoncia	□ E
eControl: Rango de velocidad de 100 - 40.000 rpm	□ E
ApexLocator integrado	□ E
Endo 6:1 pieza de contra-ángulo	□ E
Visualizador de radiografías intraorales	□
Purga y autopurga	■
Tapete de silicona para elemento odontológico TS	□
Portabandejas CS adicional para 1 bandeja de tamaño estándar	□
Portabandejas TS/CS adicional para 2 bandejas de tamaño estándar	□
Tapete de silicona para elemento odontológico CS	□
Tapete de silicona para el elemento de mando para asas	□

Elemento auxiliar	
Elemento auxiliar Compact, con el brazo giratorio montado directamente en el brazo de la escupidera	■
Elemento auxiliar Confort, ideal para los tratamientos a dos manos	□
4 posiciones de los instrumentos	■
Extractor de saliva y dispositivo de aspiración	■
Sprayvit E con luz	□ I
Sprayvit E con luz (botón del agua a la izquierda)	□ I
2º juego de aspiración	□
Lámpara de polimerización Satelec Mini LED	□
Panel de mando	□
Fuente luminosa para Sprayvit E	■
Tapete de silicona para el elemento auxiliar Confort	□

Unidad de agua	
Preparada para el sistema de desinfección integrado	■
Escupidera con función de giro manual	■
Escupidera blanca	■
Escupidera de vidrio	□
Unidad de agua sin escupidera	□
Válvula multiestación para aspiración húmeda estándar	■
Válvula de la escupidera para aspiración húmeda estándar	□
Automatismo de separación	□
Separador de amalgama	□
Sistema de desinfección integrado con función de desinfección continua y saneamiento automático de los conductos de agua	□
Calentador de agua	■
Sistema de limpieza con agua de mangueras de aspiración	■
Sistema de limpieza química de mangueras de aspiración	□

Opciones Lámpara de trabajo/Heliodent Plus	
LEDlight	□
LEDview Plus	□
Luz de techo LEDview Plus	□
Adaptación para combinación de techo LEDview Plus/Heliodent Plus	□
Adaptación para el modelo de dispositivo Heliodent Plus	□

Comunicación con el paciente	
Interfaz USB en el elemento odontológico o auxiliar	□ S, I, S
SiroCam F	□ S, I
SiroCam AF	□
SiroCam AF+	□
Montaje de la pantalla en la barra de la lámpara	□ S, I
Pantalla 22" AC (con bloque de alimentación integrado)*	□ S, I*
Interfaz de red	□ S, I, S

■ Incluido en la unidad básica
 □ Opcional
 - No es posible/No se aplica
 S, I, S Paquete Sivision Ready
 S, I, S Paquete Sivision Start
 S, I, S* Paquete Sivision Start con pantalla

S Paquete Start Pro
 A Paquete Advance Pro
 I Paquete Innovation Pro
 E Paquete Endo Pro

La disponibilidad de opciones y características puede variar de un país a otro.



Taburete Hugo



Taburete Carl



Taburete Paul (en la imagen, con aro reposapiés adicional)



Portabandejas giratorio adicional para elemento odontológico



Portabandejas giratorio adicional para elemento odontológico TS



Apoyacabezas de doble articulación



Lámpara de polimerización Satelec Mini LED



Negatoscopio



Soporte adicional para la cámara (para elemento odontológico TS)



Elemento auxiliar Confort con interfaz de usuario



Mando de pedal electrónico C+




Apoyacabezas plano



Juego de válvulas para dispositivos externos



Adaptación para el modelo de equipo Heliodent Plus



Pantalla 22" AC




Intego Pro sin escupidera



LEDlight



LEDview Plus



SiroCam AF



SiroCam AF+

Dentsply Sirona

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Alemania
dentsplysirona.com

Procedural Solutions

Preventive
Restorative
Orthodontics
Endodontics
Implants
Prosthetics

Enabling Technologies

CAD/CAM
Imaging
Treatment Centers
Instruments

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

